



Welches Z1 ist für Sie das Richtige? Z1 CPAP Z1 Auto

Fest voreingestellter Therapiedruck	●	●
Automatische Therapiedruck Regulierung		●
Automatische Stopp-Funktion	●	
Automatische Start-/Stopp Funktion		●
Zugelassen zum Betrieb im Flugzeug	●	●
Compliance-Daten Darstellung per PC	●	●
Compliance-Daten Darstellung per App		●
Druckbereich 4-20 cm H ₂ O	●	●
Rampenzeit 0-45 min	●	●
z-Breathe® Komfortfunktion	●	●
Qtube inklusive *	●	●
Mit vielen handelsüblichen Masken kompatibel	●	●
Reisefreundliche Spannungsanpassung (100-240 V AC) für maximale Flexibilität	●	●
Gewicht: Z1 Auto: 299 g, Z1 CPAP: 292 g		
Abmessungen: 16,5 x 8,4 x 5,1 cm		

PowerShell® - Vollständig integrierter Akku. Das optionale PowerShell®-Modul mit extended Life Akku ermöglicht den Betrieb des Gerätes eine Nacht lang ohne Akkuwechsel. Kein zusätzliches Kabel erforderlich.



Akku-Spezifikationen

Akkukapazität	99,4 Wh
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C

Akku-Module

Gibt es häufiger Nächte, in denen Ihnen keine Stromversorgung zur Verfügung steht? Mit einem Zusatzakku sind Sie gut vorbereitet. Unabhängigkeit – neu definiert.



Nitelog™ Mobile App

Ausschließlich für das Z1™ AUTO

Sind Sie an Ihren Schlafdaten interessiert? Laden Sie sich die Nitelog™-App aus dem iTunes App Store® oder bei Google™ Play herunter und Ihre Schlafdaten stehen Ihnen zur Verfügung. Nitelog verwendet den eingebauten Bluetooth-Chip um Ihre Daten drahtlos zu synchronisieren – komfortabel und schnell. Mit der Nitelog™-App können Sie Ihre Daten auch per E-Mail versenden, zum Beispiel an Ihren Arzt.



Z1™ auto

Unabhängigkeit – neu definiert



© 2019 Breas Medical – Alle Rechte vorbehalten. Breas Medical behält sich vor, Angaben der hier enthaltenen Spezifikationen und Produktmerkmale zu ändern oder das beschriebene Produkt jederzeit unangekündigt oder unverbindlich aus dem Sortiment zu nehmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Breas-Fachhändler. Breas und das Breas-Logo sind Markenzeichen von Breas Medical AB. COR-SAL-MAR-001112-Rev5

BREAS

Breas Medical GmbH · Bahnhofstr. 26 · DE-82211 Herrsching · Deutschland
Tel. +49 8152 372 10 · breas.com

Z1™ auto

Unabhängigkeit – neu definiert

Ob Sie sich für das Z1 CPAP mit festgelegtem Druck entscheiden oder für das selbstregulierende Z1 Auto: Ihr Therapiegerät steht Ihnen jederzeit und überall zur Verfügung.

Das optionale PowerShell®-Modul mit extended Life Akku ermöglicht den Betrieb des Gerätes eine Nacht lang ohne Akkuwechsel. Das Z1 ist Bestens zum Campen geeignet und an allen Orten der Welt, die über einen eingeschränkten Zugang zum Stromnetz verfügen.

Reisen mit dem Z1

Beide Z1-Geräte entsprechen den FAA-Standards zur Verwendung während eines Fluges. Das Z1-Netzteil mit automatischer Spannungsanpassung können Sie mit einem passenden Reiseadapter an jeder Steckdose der Welt verwenden.

