

Clearway 2



FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

- Einzigartiges Feature: TreatRepeat®-Funktion
- Touchscreen-Bedienfeld
- Fernbedienung mit Start-/Stopp-Funktion (optional)
- Interner Akku (optional)



VIELSEITIGE MODI-OPTIONEN

- Programmierbare, automatische Modi
- Benutzerdefinierbarer IPPB-Modus
- Manueller Modus



PATIENTENCOMPLIANCE UND SYNCHRONITÄT

- TreatRepeat®-Funktion zur genaueren und schnelleren Titration
- iTrigger® – innovative Trigger-Technologie
- Synchrony Beep® zur Unterstützung der Synchronität zwischen Anwender und Gerät



Atemwegs Clearance – neu gedacht

Breas Medical

Breas wurde 1991 im schwedischen Göteborg gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von Beatmungs- und Schlaftherapiegeräten. Unsere Vision ist es, innovative Lösungen für Menschen mit pulmonaler oder ventilatorischer Insuffizienz zu entwickeln, die im täglichen Leben zu spürbar mehr Lebensqualität verhelfen -Breathing by Breas.

Breas mit Hauptsitz in Schweden, hat Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, Deutschland, Spanien, USA und China. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Vertriebspartner sind wir weltweit in mehr als 40 Ländern vertreten.

Die Breas-Marken Vivo, NIPPY, Clearway und Z1 setzen durch Zuverlässigkeit, Innovation und attraktives, anwenderfreundliches Design hohe Standards in ihren Segmenten.



Anwendervideos zum Clearway 2 und weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserem Fachbereich Education by Breas - bitte scannen Sie den QR-Code.



NIPPY und Clearway sind Markenzeichen von Breas Medical Ltd. © 2020 Breas Medical—Alle Rechte vorbehalten. Breas Medical behält sich vor, Angaben der hier enthaltenen Spezifikationen und Produktmerkmale zu ändern oder das beschriebene Produkt jederzeit unangekündigt oder unverbindlich aus dem Sortiment zu nehmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Breas-Fachhändler. Breas und das Breas-Logo sind Markenzeichen von Breas Medical AB. COR-SAL-MAR-000476-Rev0

BREAS Medical GmbH
Bahnhofstr. 26 DE 82211 Herrsching
BreasGmbH@breas.com . +49 8152 37 210

BREAS

Clearway 2



Atemwegs Clearance – neu gedacht





Clearway 2 – im Detail



Atemwegs Clearance – neu gedacht

Der Clearway 2 ist ein druckkontrollierter, mechanischer Insufflations/Exsufflations-Hustenassistent der neuesten Generation. Ausgestattet mit modernster Technologie unterstützt der Clearway 2 effektiv die Mobilisation und den Abtransport von Bronchialsekret.

Fortschrittliche Technologie

Die TreatRepeat®-Funktion ermöglicht den Therapeuten unterschiedlich viele Insufflationen und Exsufflationen manuell auszulösen und die jeweils letzte Behandlung auf dem Gerät zu speichern. Später kann sie, zur genaueren und schnelleren Titration, automatisch wiederholt werden.

Verschiedene Modi

Auf dem Gerät können bis zu vier Behandlungsprofile, sowie die im Handbuch angegebenen Einstellungen und programmierten Modi gespeichert werden. Das bedeutet, dass bis zu 7 MI-E-Verordnungen gespeichert werden können. Die Behandlungseinstellungen im IPPB- bzw. NIV-Modus werden ebenfalls gespeichert.

Der programmierbare Modus ermöglicht die flexible Anpassung der Anzahl von Insufflationen innerhalb eines Atemzyklus.

Vereinfachte Synchronität

Die TreatRepeat®-Funktion verbessert die Synchronität zwischen Anwender und Gerät durch eine optimierte manuelle Titration der In-/Exsufflation und den Pausenzeiten die anschließend in einem Profil gespeichert werden können.

Die Technologie des neuen iTrigger® im Clearway 2 basiert auf der patentierten eSync Trigger-Funktion der Breas-Beatmungsgeräte.

Der Synchrony Beep® ist ein akustisches Signal, um die bevorstehende Exsufflationsphase anzukündigen. So ist auch für Anwender, die den Clearway 2 nicht sehen können, die Synchronisierung mit dem Gerät während der MI-E-Therapie gewährleistet.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Fachhändler.

