



## Xpac - Leistungsstark und unabhängig

Xpac by Breas ist eine externe Akku-Lösung für das Extra an Mobilität. Das Modul enthält zwei leistungsstarke Lithium-Ionen Akkus, die vom Benutzer ganz einfach herausgenommen und ausgetauscht werden können. Die intuitive LED-Anzeige des Xpac zeigt die Restkapazität jedes Akkus an, sodass deutlich ist, wann die Akkus ersetzt werden müssen.



### LÄNGERE LAUFZEIT

- Doppelte Speicherkapazität vergleichbarer externer Akkus mit 2 x 99,4 Wh

### GERINGERE KOSTEN FÜR DEN ANWENDER

- Auswechselbare Akkus, die bei geringer Rest-Kapazität ausgetauscht werden können

### INTELLIGENTE UND INTUITIVE LED-ANZEIGE

- Mithilfe der LED-Anzeige kann der Anwender den Aufladestatus und die Kapazität feststellen

### SCHNELLES, UNABHÄNGIGES LADESYSTEM

- Lädt beide Akkus aus leerem Zustand in < 4 Stunden auf

### MOBILITÄT

- Optionale Schultertasche schützt den Akku beim Transport
- Zertifiziert für die Benutzung in Flugzeugen (einen Akku entnehmen)

# Breas Xpac Technische Spezifikationen

Ungefähre Laufzeiten				
Modell	Vivo 30/40	Vivo 50/55/60/65	Vivo 45/45LS Nippy 4/4+	Vivo 1-2-3
Laufzeit	10 Std**	12 Std**	18 Std**	36 Std**
Ladezeit	4 Std (beide Akkus werden gleichzeitig aufgeladen)			
* IPAP 20 mbar/EPAP 8 mbar Frequenz/15 BPM				

Technische Angaben	
Akkutyp	Lithium-Ionen
Akku-Kapazität	99.4 Wh (pro Akku)
Ausgänge	19 V – 34,8 V
Netzteil	Eingang 100 – 240 V Ausgang 18 V DC, 60 W Max
Gewicht (zwei Akkus)	1,5 kg
Maße L x H x B	213 x 58 x 94 mm
Lebensdauer	Akku 2 – 3 Jahre (bei täglichem Gebrauch)

Order Codes				
	USA	EU	UK	JP
Xpac Single	007994	007995	007993	007996
Xpac Dual	007998	007999	007997	008000
Tragetasche	007932			

Ersatzteile	
Netzteil	007727
Ersatz-Abdeckung	009021
Gehäuse	007806

## Kabel



Xpac by Breas ist ein Markenzeichen von Breas Medical AB. © 2022 Breas Medical - Alle Rechte vorbehalten. Breas Medical behält sich vor, Angaben der hier enthaltenen Spezifikationen und Produktmerkmale zu ändern oder das beschriebene Produkt jederzeit unangekündigt oder unverbindlich aus dem Sortiment zu nehmen. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem Breas-Fachhändler. Breas und das Breas-Logo sind Markenzeichen von Breas Medical AB. COR-MAR-MAR-007851-Rev3