



Xpac - Le pouvoir de l'indépendance

Xpac de Breas est une batterie externe avec une grande autonomie qui fait toute la différence. Son design modulaire intègre deux batteries lithium-ion haute puissance faciles à retirer et remplacer. L'affichage LED intuitif du Xpac indique le diagnostic de chaque batterie pour savoir quand les remplacer.



PLUS D'AUTONOMIE

- Deux fois plus de capacité que des batteries externes similaires, comprenant 2 x batteries de 99,4 WH

MEILLEURE RENTABILITÉ

- Batteries amovibles remplaçables en fin de vie

AFFICHAGE LED INTELLIGENT ET INTUITIF

- Le système de gestion des batteries permet aux utilisateurs de vérifier la charge / le diagnostic

SYSTÈME DE RECHARGE RAPIDE INDÉPENDANT

- Recharge les deux batteries déchargées en moins de quatre heures

MOBILITÉ

- Option sac en bandoulière pour également protéger la batterie sur /sous un fauteuil roulant
- Certifié pour une utilisation en avion (retrait d'une batterie)

Spécifications techniques du Breas Xpac

Autonomie approximative				
Dispositif	Vivo 30/40	Vivo 50/55/60/65	Vivo 45/45LS Nippy 4/4+	Vivo 1-2-3
Autonomie	10 heures**	12 heures**	18 heures**	36 heures**
Durée de charge	4 heures (chargement simultané des deux batteries)			

* IPAP 20 cm/EPAP 8 cm, Fréquence 15 bpm

Informations techniques	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	99,4 Wh (par batterie)
Sortie	19v – 34,8v
Alimentation	Entrée 100 – 240 v Sortie 18 v DC, 600 w max
Poids (batterie double)	1,5 kg
Dimensions L x H x P	213 x 58 x 94 mm
Durée de vie	Batterie 2 à 3 ans (pour une utilisation quotidienne)

Référence de commande				
	États-Unis	UE	Royaume-Uni	Japon
Xpac Simple	007994	007995	007993	007996
Xpac Double	007998	007999	007997	008000
Sac de transport	007932			

Pièces de rechange	
Alimentation	007727
Coques de rechange	009021
Châssis principal	007806

Câbles



007803
Vivo 1-2-3



007671
Vivo 45/45LS
Nippy 4/4+



007804
Vivo 50/55/60/65



007924
Vivo 30/40



008521
Batterie de rechange



007932
Sac de transport

Xpac par Breas est une marque déposée de Breas Medical AB. © 2022 Breas Medical - Tous droits réservés. Breas Medical se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et options indiquées ici, ou d'arrêter le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant Breas pour obtenir les informations les plus récentes. Breas et le logo Breas sont des marques déposées de Breas Medical AB. COR-MAR-MAR-007851-Rev3